




Be Right™



## Solución estándar de dureza de calcio, 10.000 mg/L como CaCO<sub>3</sub> (NIST), env./16 ampollas de 10 mL

# de producto:

218710

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para verificaciones de exactitud en determinaciones de dureza de calcio.

### Verificaciones de exactitud sencillas

Los estándares en ampollas Voluette y PourRite están diseñados para trabajar directamente con verificaciones de exactitud con adiciones de estándar en procedimientos y software de fotómetro Hach. Use la pipeta Tensette para agregar muestras precisas del estándar y verifique el porcentaje de recuperación, para confirmar el

### Minimice los residuos

Abra una ampolla de estándar fresco para cada verificación de exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un conjunto de adiciones de estándar.

### Resultados confiables

Las ampollas selladas impiden la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

Cantidad:	10 mL /
Concentración:	10000 mg/L
Descripción:	Calcium Standard Solution
Plataforma:	Solución