



Solución estándar equivalente de sulfito, 5000 mg/L como SO_3 , paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

de producto: 2267410
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Solución estándar de tiosulfato de sodio (0,125 N), equivalente a 5000 mg/L como SO_3

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Cantidad:	mL/16
Concentración:	5000 mg/L
Descripción:	Solución equivalente de sulfito como SO_3^{2-} (NIST)
Plataforma:	Solución