



Be Right™



## Solución estándar, cromo, hexavalente, 5 mg/L como $\text{Cr}^{6+}$ (NIST), paquete de 20 ampollas PourRite de 2 mL

# de producto: 2605620  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de cromo. Paquete de 20 ampollas PourRite de 2 mL.

### Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

### Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

### Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

Cantidad:	2 mL
Concentración:	5 mg/L
Descripción:	Solución estándar de cromo hexavalente como $\text{Cr}^{6+}$ (NIST)
Plataforma:	Solución