



Be Right™



Estándar para control de calidad de componentes inorgánicos para agua potable, 500 mL

de producto: 2833049
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Estándar para control de calidad de componentes inorgánicos para agua potable. Listo para usar. No se precisa dilución. El estándar mixto incluye: Fluoruro: 1 mg/L F^- , Nitrato: 2 mg/L NO_3^- -N, Fosfato: 2 mg/L PO_4^{3-} , Sulfato: 50 mg/L SO_4^{2-} . Botella de 500 mL.

Especificaciones

Concentración: Nitrato 2 mg/L NO_3^- -N
Descripción: Componentes inorgánicos para agua potable, estándar mixto de control de calidad de parámetros
Plataforma: Solución