




Be Right™



## Estándar para control de calidad, de oxígeno, paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

# de producto: 2833510  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Listo para usar - no se precisan diluciones. Estándar para control de calidad de la demanda de oxígeno. DBO: 396 mg/L. DQO: 617 mg/L. TOC: 245 mg/L.

---

### Especificaciones

Concentración:	DBO a 396 mg/L
Descripción:	Demanda de oxígeno, estándar mixto de control de calidad de parámetros
Plataforma:	Solución