



## Solución estándar de sodio, 100 mg/L, 500 mL

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | 2318149       |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

### Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Sodio, 100 mg/L Na<sup>+</sup> (NIST). Botella de 500 mL

#### Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

#### Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

---

### Especificaciones

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad:                      | 500 mL                                                                                                          |
| Concentración:                 | 100 mg/L Na <sup>+</sup>                                                                                        |
| Condiciones de almacenamiento: | 10 - 25 °C (proteger de la luz)                                                                                 |
| Notas especiales:              | Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses |
| Parámetro:                     | Sodio                                                                                                           |
| Plataforma:                    | Solución                                                                                                        |
| Tipo de envase:                | Botella                                                                                                         |