



Set de reactivos para la determinación de aluminio, sobres de reactivo en polvo, de 0,008 a 0,800 mg/L de Al

de producto:

2242000

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de aluminio. 100 tests.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 30 °C
Descripción:	Set de reactivos para la determinación de aluminio, sobres de reactivo en polvo, aluminón
Instrumento:	Todos
Método:	Aluminón
Notas especiales:	El set contiene: sobres de reactivo en polvo para la determinación de aluminio, AluVer 3 (1429099), sobres de ácido ascórbico en polvo (1457799), sobres de reactivo en polvo Bleaching 3 (1429449)
Número de tests:	100
Número del método:	8012
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,008 - 0,800 mg/L Al

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)