



ECR Reagent Powder Pillows, 50 mL, pk/25

# de producto:	2380268
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Aluminio, método de eriocromocianina R. Para muestra de 25 ml.

Especificaciones

Cantidad:	25/paquete
Method Number 1 Chemistry:	8326
Método:	Eriocromocianina R
Número de tests:	25
Número del método:	8326
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)