



Be Right™



Reactivo ECR, powder pillow, paquete/100

de producto: 2603849
USD Precio: Contacto Hach
Disponibilidad: Disponible

Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Aluminio, método de eriocromocianina R. Para muestra de 20 ml.

Especificaciones

Cantidad:	100/paquete
Método:	Eriocromocianina R
Número de tests:	100
Número del método:	8326
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- HEXAMETILENTETRAMINA, Reactivo Tampón, (PWD.P), pack 100 (Item 2603999)
- Solución de reactivo enmascarador ECR (25 mL SCDB) (Item 2380123)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)