



Be Right™



## HEXAMETILENTETRAMINA, Reactivo Tampón, (PWD.P), pack 100

# de producto:

2603999

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Aluminio con el método de ECR. Para muestras de 20 ml.

### Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Método:	Eriocromocianina R
Número de tests:	100
Número del método:	8326
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,002 - 0,250 Al

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)