



Solución de cloruro de estaño, 100 mL

de producto:

1456942

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución de cloruro de estaño para arsénico y selenio, fórmula APHA.

Especificaciones

Cantidad:	100
Instrumento:	Todos excepto DR/800 y PC II
Número de tests:	Varía
Número del método:	8013
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 0,200 mg/L As

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)