



Sobre de reactivo en polvo para la determinación de bario, de 2 a 100 mg/L de Ba

de producto:

1206499

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de bario con el método turbidimétrico. 100/paquete

Especificaciones

Cantidad:	100/paquete
Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	Turbidimétrico
Número de tests:	100
Número del método:	8014
Parámetro:	Bario
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 100 mg/L Ba

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)