



Be Right™



ChromaVer Cromo, reactivo powder pillow, 0-0,60 mg/l Cr⁶⁺

de producto:

1206699

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cromo, hexavalente y total. Para muestra de 25 ml. 100/paquete

Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	1,5 difenilcarbohidracida
Número de tests:	100
Número del método:	8023
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0 - 1,00 mg/L Cr ⁶⁺

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)