



Be Right™



Sobres de reactivo de cromo 1 en polvo, paquete/100

de producto:

204399

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cromo, 0,01 - 0,70 mg/L Cr.

Para la determinación de cromo total mediante el método de oxidación alcalina por hipobromito

Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Método:	Oxidación alcalina por hipobromito
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)