



Be Right™



CuVer 1 Cobre, reactivo Powder Pillow, 0,04-5,00 mg/L Cu

de producto:

1418899

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Cobre, Método Bicinconinato. Para muestras de 25 mL. Pk 100

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	DR 3000, DR 2000
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	100
Número del método:	8506
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L Cu

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)