



Be Right™



## CuVer 1 Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cobre, de 0,04 a 5,00 mg/L de Cu, paquete de 100

# de producto:

2105869

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cobre con el método del bicinconinato. Para muestra de 10 mL.

### Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	100
Número del método:	8506
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L Cu

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)