



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo, enmascaramiento de cobre, 25 mL, paquete de 100

de producto: 2187399
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cobre, método de porfirina, 2 - 210 µg/L Cu. Para muestra de 25 mL.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Porfirina
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)