



Be Right™



Sobres de reactivo de porfirina 1 en polvo

de producto: 2603549
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cobre con el método de porfirina, 2 - 210 µg/L Cu.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Porfirina
Número de tests:	50 - 100
Número del método:	8143
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Cobre, Agente enmascarador, reactivo Powder Pillows (Item 2603449)
- Sobres de reactivo de porfirina 2 en polvo (Item 2603649)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)