



Be Right™



## Sobres de reactivo en polvo, CuVer 1, cobre, 5 mL, paquete de 100

# de producto:

1421199

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cobre con el método del bicinconinato. Para uso con test kits visuales de Hach. Rango: hasta 5,0 mg/L Tamaño de la muestra: 5 mL

---

### Especificaciones

Método:	Bicinconinato
Plataforma:	Powder Pillows

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)