



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo, CuVer 1, cobre, 10 mL, paquete de 1000

de producto: 2105828
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de cobre con el método del bicinconinato. Rango: hasta 5,00 mg/L Cu. Conforme a EPA para la elaboración de informes sobre aguas residuales. Método Hach 8506. Tamaño de la muestra: 10 mL. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Cantidad:	1000 Paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000, DR/850 y DR/820
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	1000
Número del método:	8506
Parámetro:	Cobre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L Cu

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)