



Be Right™



Set de reactivos, cobre, libre y total

de producto:

2439200

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de cobre libre y complejo (quelante) con el método del bicinconinato. Rango: hasta 5,00 mg/L. El set incluye: sobres de reactivo de cobre libre en polvo y sobres de reactivo de hidrosulfito en polvo para 100 tests.

Especificaciones

Instrumento:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L Cu

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)