



FerroVer Hierro, reactivo Powder Pillow, 0,02-3,00 mg/L Fe

de producto:

85499

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Hierro por el método 1,10 fenantrolina. Pk 100. Para 25 mL de muestra.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	Ferrover, reactivo Hierro, Powder Pillow, 25 ml
Instrumento:	DR 3000, DR 2000
Método:	FerroVer
Número de tests:	100
Número del método:	8008
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Requiere digestión:	para Hierro total

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)