



Sobres de reactivo en polvo, FerroVer, hierro, 10 mL, paquete de 1000

de producto: 2105728
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados, paquete de 1000. Para muestra de 10 mL.

Especificaciones

Cantidad:	1000 /pk
Condiciones de almacenamiento:	10 °C hasta 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	FerroVer, reactivo Hierro, Powder Pillow, 10 mL
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	FerroVer
Número de tests:	1000
Número del método:	8008
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Requiere digestión:	para Hierro total

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)