



Be Right™



## Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro, TPTZ, de 0,012 a 1,800 mg/L de Fe

# de producto:

2608799

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de niveles bajos de hierro. Para muestra de 10 mL. Paquete de 100.

### Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000 y DR/820
Método:	TPTZ
Número de tests:	100
Número del método:	8112
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,012 - 1,800 mg/L Fe

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)