



Sobres de peryodato sódico en polvo para manganeso, 25 mL, paquete de 100

de producto:

98499

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach

Peligroso



Reactivo en polvo en paquete sellado para la determinación de manganeso, método de peryodato frío y valoraciones de hierro. Para muestra de 25 mL.

Para la determinación de manganeso con el método de oxidación con peryodato. Aceptado por la EPA para el análisis de aguas residuales (se requiere digestión). Método Hach 8034. Tamaño de la muestra: 25 mL Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Oxidación con peryodato
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows