



Be Right™



Solución indicadora PAN, 0,1 % (50 mL SCDB)

de producto:

2122426

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo colorimétrico para determinaciones de manganeso en rango bajo. Botella de cuentagotas autónoma.

Especificaciones

Cantidad:	50 mL
Método:	PAN
Número del método:	8149
Parámetro:	Manganeso
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,006 - 0,700 mg/L Mn