



MolyVer 3 Molibdeno, reactivo Powder Pillow, pk 100

de producto:

2604499

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Molibdeno, 0,3-40,0 mg/l Mo. Para 10 ml de muestra.

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Método:	Ácido Mercaptoacético
Número del método:	8036
Parámetro:	Molibdeno
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)