



Be Right™



PAN Solución Indicadora, 0,3% (100 ml MDB)

de producto:

2150232

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de níquel y cobalto en rango bajo por el método PAN. Método Hach 8078. Botella 100 mL.

Especificaciones

Cantidad:	100 ml
Descripción:	PAN Solución Indicadora 0,3%, 100 mL
Método:	PAN
Número de tests:	50 - 100
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)