



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de cobalto/níquel

de producto:

2651600

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de cobalto (de 0,01 a 2,00 mg/l de Co) y níquel (de 0,006 a 1,000 mg/l de Ni), método del PAN. Para muestra de 10 ml.

Especificaciones

Características especiales:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000 y DR/800
Método:	PAN
Número de tests:	100
Número del método:	8078
Parámetro:	Cobalto, níquel
Rango de medición:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Volumen de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)