



Set de reactivos para la determinación de potasio, de 0,1 a 7,0 mg/l de K

de producto:

2459100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo y solución de reactivo en paquetes sellados para la determinación de potasio mediante el método del tetrafenilborato. Para muestras de 25 ml; paquete de 100.

Set de reactivos para la determinación de Potasio por el método Tetrafenilborato. Método Hach 8049. Rango: 0,1 - 7,0 mg/L K. El set incluye: Potasio 1 Reactivo Powder Pillow, Potasio 2 Reactivo Powder Pillow y Potasio 3 Reactivo Powder Pillow para 100 tests.

Especificaciones

Descripción:	Set de reactivos para la determinación de potasio
Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	Tetrafenilborato
Notas especiales:	El set contiene: sobres de reactivo 1 en polvo para la determinación de potasio (1432198), sobres de reactivo 2 en polvo para la determinación de potasio (1432298), sobres de reactivo 3 en polvo para la determinación de potasio (1432399)
Número de tests:	100
Número del método:	8049
Parámetro:	Potasio
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,1 - 7,0 mg/L K

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)