



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de plata, sobres de reactivo en polvo, de 0,02 a 0,700 mg/L de Al

de producto:

2296600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para el método colorimétrico de determinación de plata con el indicador de cadión 2B. Para muestras de 50 mL.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800, PC II
Método:	Colorimétrico
Número de tests:	50
Número del método:	8120
Parámetro:	Plata
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 0,70 mg/L Ag

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)