



Sobres de solución de reactivo, plata 2, paquete de 50

de producto:

2293666

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo para la determinación de plata mediante el método colorimétrico de cación 2B. Método Hach 8120. Intervalo: 0,02 - 0,70 mg/L Ag. Tamaño de la muestra: 50 mL. Paquete de 50 sobres. También disponible en el set de reactivos 2296600.

Especificaciones

Método: Colorimétrico

Número de tests: 50

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)