



Be Right™



ZincoVer 5 Zinc, Reactivo Powder Pillow

de producto:

2106669

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Zinc, Método Zincon. Para muestras de 20 mL.

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Conforme a EPA:	Sí
Método:	Zincon
Número de tests:	100
Número del método:	8009
Parámetro:	Zinc
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,01 - 3,00 Zn

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)