



Set de reactivos, zinc, zincon, 50 mL

de producto:

2244800

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de cinc, método del Zincon. Volumen de la muestra de 50 mL

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Zincon
Número de tests:	100
Rango de medición:	0,01 - 2,00 mg/L Zn

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)