



Be Right™



Sobres de reactivo de salicilato en polvo para la determinación de amoníaco

de producto:

2653299

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrógeno, amoníaco (método del salicilato), de 0,01 a 0,50 mg/L de $\text{NH}_3\text{-N}$. Para muestra de 10 mL. Paquete de 100

Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Método:	Salicilato
Número de tests:	100
Número del método:	8155
Parámetro:	Amoníaco
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.01 - 0.50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$