



Set de reactivos para la determinación de amoníaco, Nessler, de 0,02 a 2,50 mg/L de $\text{NH}_3\text{-N}$

de producto:

2458200

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de nitrógeno amoniacal por el método de Nessler. 250 tests aproximadamente.

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto la serie DR/800 y
Método:	PC II
Número de tests:	Nessler
Número del método:	250
Parámetro:	8038
Plataforma:	Amoníaco
Rango de medición:	Solución
	0.02 - 2.50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)