



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de amoníaco, sobres de reactivo en polvo, de 0,01 a 0,50 mg/L de NH₃-N

de producto:

2668000

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrógeno, amoníaco (método del salicilato). Para muestra de 10 mL, 100 unidades.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/4000, DR/3000, DR/2000 y DR820
Método:	Salicilato
Número de tests:	100
Número del método:	8155
Parámetro:	Amoníaco
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.01 - 0.50 mg/L NH ₃ -N
Tamaño de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)