



Be Right™



TNT para nitrógeno amoniacal, de 0,4 a 50 mg/L NH₃-N

de producto:

2606945

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube, de 25 a 50 pruebas.

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	Salicilato
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	10031
Parámetro:	Amoníaco
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0,4 - 50,0 mg/L NH ₃ -N

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)