



Be Right™



NitriVer 3 Nitrito, reactivo powder pillow, 0,02-0,30 mg/L NO₂⁻-N

de producto:

1406599

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquete sellado para la determinación de Nitrógeno, Nitrito. Muestra de 25 mL, paq./100

Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Instrumento:	DR/2000, DR/3000
Método:	Diazotización
Número de tests:	100
Número del método:	8507
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ ⁻ -N

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)