



Be Right™



Set de reactivos, nitrógeno nítrico, LR, reducción con cadmio, 25 mL

de producto:

2245100

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días

Peligroso



Reactivos en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrógeno, nitrato.

Especificaciones

Características especiales:	Nitrate Reagent set, LR, 25 mL
Descripción:	Set de reactivos para la determinación de nitrato, 25 mL, LR
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Reducción con cadmio
Número de tests:	100
Número del método:	8192
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0 - 0,50 mg/L NO ₃ ⁻ -N

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)