



Be Right™



TNT para nitrato, de 0,2 a 30 mg/L NO₃-N

de producto:

2605345

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Cantidad:	50 /paquete
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	Ácido cromotrópico
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	50
Número del método:	10020
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0,2 - 30,0 mg/L NO ₃ -N

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)