



Be Right™



NitriVer 2 Nitrite Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/100

de producto:

221969

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquete sellado para la determinación de Nitrito. Muestra de 25 ml, paq./100.

Especificaciones

Cantidad:	100 Paquete
Descripción:	NitriVer 2, reactivo powder pillow para la determinación de Nitrito, 25 ml
Instrumento:	DR/2000, DR/3000
Método:	Sulfato ferroso
Número de tests:	100
Número del método:	8153
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 150 mg/L NO ₂ ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)