



Reactivos Chemkey de nitrito (caja de 25)

de producto: 9429300
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de nitrito, rango 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N. Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Instrumento:	SL1000
Parámetro:	Nitrito
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	0,005 - 0,600 mg/L NO ₂ -N