



TNT de nitrito, de 0,002 a 0,500 mg/L NO₂-N

de producto:

2608345

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube (prueba y tubo) para la determinación de nitrito mediante diazotización. 50 tests

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Descripción:	Set de reactivos TNT NitriVer 3
Método:	Diazotización
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	50
Número del método:	10019
Parámetro:	Nitrito
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0,003 - 0,500 mg/L NO ₂ -N

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)