



Be Right™



## Nitrógeno, total, TNT, de 2 a 150 mg/L N

# de producto:

2714100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube 25-50 tests

**Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.**

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

### Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

---

## Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:

10 - 25 °C

Método:

Digestión con persulfato

Notas especiales:

El set contiene 2 cajas: 27140-45 y 26721-45

27140-45 = Solución de reactivo de hidróxido para NT (2714045), sobres de persulfato en polvo (2671846) 26721-45 = Reactivo ácido C para NT (2672145), sobres de reactivo de bisulfato A en polvo (2671946), sobres de reactivo indicador B en polvo (2672046)

Los productos TNT de 16 mm solo se pueden evaluar en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.

Número de tests:

25 - 50

Número del método:

10072

Parámetro:

Nitrógeno, total

Plataforma:

Test 'N Tube

Rango de medición:

2 - 150 mg/L N

Requiere digestión:

Sí

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)