



Set de reactivos para la determinación de nitrógeno (total Kjeldahl)

de producto:

2495300

USD Precio:

Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Reactivos para digestión de nitrógeno total Kjeldahl con el método Nessler.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820, PC II
Método:	Nessler
Número de tests:	250
Número del método:	8075
Parámetro:	Nitrógeno total Kjeldahl (TKN)
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	1 - 150 mg/L TKN
Requiere digestión:	Sí
Shipping Method:	No Air Shipment

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)