



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de triazol, 100 unidades

de producto:

2141299

Peligroso

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de benzotriazol (de 1 a 16 mg/L) o toliltriazol (de 1 a 20 mg/L).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete
Instrumento:	Todos excepto PC II, DR/850 y DR/820
Método:	Fotólisis por UV
Número de tests:	100
Número del método:	8079
Parámetro:	Benzotriazol, Toliltriazol
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazole

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)