



Be Right™



## Set de reactivos, dióxido de carbono, valorador digital

# de producto:

2272700

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de dióxido de carbono mediante valorador digital. Método Hach 8205. Intervalo: 10 - 1000 mg/L como CO<sub>2</sub> El set incluye: Sobres de fenolftaleína y dos cartuchos de hidróxido de sodio para valorador digital (0,3636 N y 3,3636 N). 40-100 pruebas aproximadamente

### Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

### Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

### Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

### Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

---

## Especificaciones

Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8205
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 1000 mg/L CO <sub>2</sub>

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)