



Be Right™



Reactivo Fenol 2, Powder Pillow

de producto: 183699
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de fenoles por el método 4-Aminoantipirina. Pk 100

Especificaciones

Cantidad:	pk 100 uds
Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Reactivo Fenol 2, Powder Pillow
Método:	4-Aminoantipirina
Número de tests:	50
Número del método:	8047
Parámetro:	Fenoles
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)