



Be Right™



QAC Reactivo 1, Powder Pillows, 0,2-5,0 mg/L CTAB, pk 50

de producto: 2401066
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Compuestos de Amonio Cuaternario (QAC).

Especificaciones

Cantidad:	50 uds
Método:	Complejo Binario Directo
Número de tests:	50
Número del método:	8336
Parámetro:	Compuestos de Amonio Cuaternario
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)